

Направление на исследование МОБ

Лаборатория иммунофенотипирования
клеток крови и костного мозга

Дата забора: _____

Время забора: _____

Данные о пациенте (разборчиво):

ФИО пациента: _____

Дата рождения: _____

Направительный диагноз (линейность лейкоза)*: _____

*Исследование МОБ методом проточной цитометрии не проводится для ОПЛ и ХМЛ

Этап терапии:

после курса 1

после курса 2

перед поддерживающей терапией

после 2 курсов поддерживающей терапии

после 4 курсов поддерживающей терапии

после окончания терапии

перед алло-ТГСК

другой: _____

ФИО направившего врача: _____

Город, ЛПУ: _____

e-mail врача: _____

Просьба обязательно указывать e-mail, поскольку на него высылаются ответы.

Биоматериал - аспират костного мозга:

- Первая порция;
- Объем: 0,5-1,5 мл;
- Антикоагулянт: ЭДТА.

При наличии сгустка исследование проведено быть не может, рекомендуется хорошо перемешивать материал в пробирке во избежание свертывания костного мозга

Время от взятия биоматериала до доставки в «НМИЦ гематологии» не должно превышать 24 часа, доставка осуществляется при температуре +2°...+8°С в термоконтейнере. Материал должен быть доставлен с 9:00 до 15:00 с понедельника по пятницу.

